



Visio
Caja maestra de micro-oxigenación
12 dosificadores.

[Presentación]

- Caja en acero inoxidable serigrafiado.
- Terminal de programación y seguimiento en fachada con pantalla táctil de colores.
- Regulación rápida y simple de las dosis y volúmenes del vino a tratar.
- Totalmente modular de 6 a 96 difusores.
- Advertencia por alarma visual en caso de disfunciones.
- Visualización detallada del funcionamiento.
- Seguimiento en tiempo real y auto-control permanente.
- Cerámica específica de fiabilidad probada (empleada desde hace 15 años en todos los micro-oxigenadores Oenodev).

[Extensiones]

- Armario maestro: control de 12 depósitos, pilotaje del conjunto de la instalación por pantalla táctil.
- Hasta 7 extensiones de 12 unidades cada una: seguimiento de 96 depósitos a partir de un armario maestro.

Visio

¿Para qué?

La micro-oxigenación... simplemente

¿Para quien?

Las bodegas que quieren gestionar de forma efectiva el parámetro oxígeno.

[Particularidades]

- Amplio rango de funcionamiento (0,1 a 120 ml/l/mes) permitiendo cubrir todas las necesidades de micro-oxigenación durante toda la crianza.
- **Innovación:** función "Cliquage" para un aporte rápido y simplificado de una gran cantidad de oxígeno. Útil para aportar el oxígeno necesario a las levaduras o para gestionar ligeras reducciones.



Instalaciones industriales - 120 bodegas usuarias (California).

Características técnicas

Dimensiones para 1 armario de 12 dosificadores :
H 60 cm - L 40 cm - Fondo 20 cm
Difusor :
Dimensiones : H 5 + 13 cm - Ø 4,2 cm
Cerámica técnica protegida por cuerpo Inox, con tubo PE
Alimentación eléctrica :
Alimentación universal 220V 50Hz o 110V 60Hz

Oxígeno y presión de alimentación :
Oxígeno puro alimentario (6 a 9 bar)
Autómata y terminal en fachada:
Pantalla táctil color (13x10,5 cm sea 6,5")
Comunicación PC en opción
Entrada del volumen de los depósitos y de las dosis a inyectar
Volúmenes de depósitos programables de 20 à 10 000 hl
Activación de la función "Cliquage"

Opciones

"Pilotaje FA", automatización del aporte de oxígeno durante la fermentación alcohólica
Manoreductor oxígeno 0 a 16 bar
Oxímetro LDO

Grand Visio, seguimiento de 48 depósitos a partir de un solo armario (armario maestro con una pantalla táctil color (17x13, 5 cm sea 8,5"))
Posible añadir un otro armario de 48 dosificadores controlados a partir del armario maestro.